



www.opta.info
info@opta.info

HTO



- ست جایگذاری کارآمد برای جراحی کمتر تهاجمی
- پلیت آناتومیکیال کوچک از جنس تیتانیوم آنودایز شده
- قابلیت اصلاح دائمی استخوان
- قابلیت انتخاب ضخامت گیج های تیتانیومی (سایزهای ۱۰-۱۲-۱۴ و ۱۶ میلی متر)
- تثبیت پلیت توسط پیچ های لاکینگ کنسلوس و کورتیکال در سایزهای مختلف
- قابلیت تنظیم پلیت به سمت بالا و پایین برای جایگذاری مناسب تر
- جراحی کمتر تهاجمی با اثر زخم کوچکتر
- سوراخ های واگرای پلیت برای گیرایی بهتر پیچ ها در استخوان
- گواهینامه ASTM F-382-99 (تست خمش ۳ نقطه ای)

